

Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd171/L1Cam Для Проточной Цитометрии - P32004

Артикул: CM0008419



введение

Кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с , нацеленное на человеческий CD171/L1CAM, валидировано для проточной цитометрии (FC). Идеально для исследований нейронной адгезии, молекулярная масса белка 140 кДа. Доставляется в пакете со льдом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к человеческому CD171/L1CAM
Примечания/Альтернативные названия	S10; HSAS; NYCX; MASA; MIC5; SPG1; CAML1; CD171; HSAS1; N-CAML1; NCAM-L1; N-CAM-L1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3897
GeneID	3897
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-1120 человеческого CD171/L1CAM (NP_000416.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P32004
Молекулярная масса белка	140 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом