

Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd172A/Sirpα Для Fc - P78324

Артикул: CM0009591



введение

-конъюгированное кроличье моноклональное антитело против человеческого CD172a/SIRPα (SWISS: P78324). Валидировано для проточной цитометрии. Подходит для изучения передачи сигналов в иммунных клетках, регуляции фагоцитоза и взаимодействий ингибиторных рецепторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело против человеческого CD172a/SIRPα mAb
Примечания/Альтернативные названия	BIT; MFR; P84; SIRP; MYD-1; SHPS1; CD172A; PTPNS1
Вид	Человек
Gene ID (Human)	140885
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 31-370 человеческого CD172a/SIRPα (NP_542970.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P78324
Молекулярная масса белка	55 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом