

Abflo 647 Моноклональные Антитела Кролика Против Человеческого Cd172A/Sirpα Для Проточной Цитометрии - P78324

Артикул: CM0010430



введение

Моноклональные антитела кролика, конъюгированные с ABflo 647, против человеческого CD172a/SIRPα (UniProt P78324). Валидированы для проточной цитометрии. Идеально подходят для изучения сигналинга CD47-SIRPα, регуляции фагоцитоза и исследований иммунных контрольных точек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Человеческий CD172a/SIRPα мАт
Примечания/Псевдоним	BIT; MFR; P84; SIRP; MYD-1; SHPS1; CD172A; PTPNS1
Вид	Человек
ID гена	140885
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 31-370 человеческого CD172a/SIRPα (NP_542970.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P78324
Молекулярный вес белка	55кДа
Доставка	Сумка со льдом