

Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого Cd172В Для Проточной Цитометрии — O00241

Артикул: CM0009457



введение

Конъюгированное с моноклональное антитело кролика, направленное против человеческого CD172b (SIRP-бета-1). Валидировано для проточной цитометрии, реагирует с антигенами человека. Иммуноген рекомбинантный, молекулярная масса 43 кДа. Идеально подходит для исследования сигнальных путей миелоидных клеток и иммунной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против человеческого CD172b
Примечания/алиасы	CD172b; SIRP-BETA-1
Вид реагирования	Человек
GeneID	10326
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 30–371 человеческого CD172b (NP_006056.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O00241
Молекулярная масса белка	43 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом