

## Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого Cd172В Для Проточной Цитометрии - O00241

Артикул: CM0007767



### введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело к человеческому CD172b (SIRP-бета-1) для проточной цитометрии (ПЦ). Валидировано для работы с образцами человека. Подходит для исследований регуляции миелоидных клеток и пути SYK.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                         |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | кроличье мАнтитело против человеческого CD172b                                                                   |
| Примечания/Альтернативные названия | CD172b; SIRP-BETA-1                                                                                              |
| Вид                                | Человек                                                                                                          |
| GeneID                             | 10326                                                                                                            |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 30–371 человеческого CD172b (NP_006056.2) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                           |
| Категория                          | Моноклональные антитела                                                                                          |
| Применение                         | ПЦ                                                                                                               |
| Перекрестная реактивность          | Человек                                                                                                          |
| SWISS                              | O00241                                                                                                           |
| Молекулярная масса белка           | 43 кДа                                                                                                           |
| Доставка                           | Холодильный пакет                                                                                                |