

, Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd177 Для Fc — Q8N6Q3

Артикул: CM0011703

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, направленное против антигена CD177 человека. Валидировано для проточной цитометрии (FC) при изучении функций, адгезии и миграции нейтрофилов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	, кроличье античеловеческое мАб к CD177
Примечания/синонимы	CD177; HNA-2a; HNA2A; NB1; NB1 GP; PRV-1; PRV1; NB1GP; антиген CD177
Вид	Человек
GeneID (человек)	57126
GeneID	57126
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-407 человеческого CD177 (NP_065139.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q8N6Q3
Молекулярная масса белка	15 кДа/27 кДа/46 кДа
Условия транспортировки	Хладоэлемент