

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd177 () Для Проточной Цитометрии - Q8N6Q3

Артикул: CM0010325

введение

Кроличыи моноклональные антитела против человеческого CD177, конъюгированные с для проточной цитометрии. Распознают специфичный для нейтрофилов GPI-якорный рецептор, участвующий в активации и миграции. Подходят для исследований в области иммунологии, воспаления и гематологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи мАб против человеческого CD177
Примечания/Псевдонимы	CD177; HNA-2a; HNA2A; NB1; NB1 GP; PRV-1; PRV1; NB1GP; антиген CD177
Вид	Человек
GeneID (Человек)	57126
GeneID	57126
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий аминокислоты 22-407 человеческого CD177 (NP_065139.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8N6Q3
Молекулярный вес белка	15кДа/27кДа/46кДа
Доставка	Сумка со льдом