

Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого Cd185/Cxcr5 Для Проточной Цитометрии — P32302

Артикул: CM0005585

введение

Конъюгированное с красителем кроличье моноклональное антитело к человеческому белку CD185/CXCR5. Предназначено для проточной цитометрии, подходит для исследований миграции В-клеток и лимфомы Беркитта. Подтверждена перекрестная реактивность с человеческим антигеном.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье мАнт к человеческому CD185/CXCR5
Примечания/Альтернативные названия	BLR1; CD185; MDR15
Вид антигена	Человек
ID гена (человек)	643
ID гена	643
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1–47 человеческого CD185/CXCR5 (NP_033981.2)
Источник продуцирования	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P32302
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	С ледяным пакетом