

Моноклональное Антитело Кролик Против Человеческого Cd185/Cxcr5 Для Проточной Цитометрии — P32302

Артикул: CM0009055

введение

Моноклональное антитело кролик против человеческого CD185/CXCR5, валидированное для проточной цитометрии, идеально подходит для исследований миграции В-клеток и болезни Беркитта. Поставка сырья для ИВДД из одного источника от CamelBio.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело Кролик против человеческого CD185/CXCR5
Примечания/Синонимы	BLR1; CD185; MDR15
Вид	Человек
ID гена (человек)	643
ID гена	643
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-47 человеческого CD185/CXCR5 (NP_001707.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P32302
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с аккумуляторами холода