


Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd197/Ccr7 Для Проточной Цитометрии - P32248

Артикул: CM0007918



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD197/CCR7, валидированное для проточной цитометрии. Обнаруживает GPCR массой 43 кДа, участвующий в хоминге лимфоцитов, идеально подходит для исследований в иммунологии и изучения вируса Эпштейна-Барр.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к человеческому CD197/CCR7
Примечания/Альтернативные названия	BLR2; EB11; CCR-7; CD197; CDw197; CMKBR7; CC-CCR-7
Вид	Человек
ID гена	1236
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-59 человеческого CD197/CCR7 (NP_001829.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P32248
Молекулярная масса белка	43 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом