


Кроличыи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd1B Для Проточной Цитометрии - P29016

Артикул: CM0011581



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела против человеческого CD1b (SWISS P29016) для проточной цитометрии. Идеально подходят для изучения презентации липидных антигенов и ответов Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Человеческий CD1B мАт
Примечания/Псевдоним	R1; CD1; CD1A
Вид	Человек
ID гена (Человек)	910
ID гена	910
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 18-303 человеческого CD1B (NP_001755.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P29016
Молекулярный вес белка	37кДа/30кДа
Доставка	Сумка со льдом