


Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd1c Для Fc - P29017

Артикул: CM0012411



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело к человеческому CD1c, валидированное для проточной цитометрии. Нацелено на молекулу представления липидных антигенов CD1c (UniProt P29017). Идеально для изучения иммунологии Т-клеток, презентации антигенов и лимфоидных злокачественных новообразований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к человеческому CD1c
Примечания/Алиасы	R7; CD1; CD1A; BDCA1
Вид	Человек
GeneID (человек)	911
GeneID	911
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-298 человеческого CD1c (NP_001756.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P29017
Молекулярная масса белка	38 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом