

Моноклональное Кроличье Антитело Против Человеческого Cd1c Для Проточной Цитометрии - P29017

Артикул: CM0006262



введение

Конъюгированное с красителем кроличье моноклональное антитело против человеческого CD1c, валидированное для проточной цитометрии. Специфично связывается с человеческим CD1c, экспрессированным на дендритных клетках и кортикальных тимоцитах. Идеально подходит для иммунофенотипирования и исследований в области иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное кроличье антитело против человеческого CD1c
Примечания/Альтернативные названия	R7; CD1; CD1A; BDCA1
Вид мишени	Человек
ID гена (человек)	911
ID гена	911
Иммуноген	Рекомбинантный белок: рекомбинантный слизистый белок, содержащий последовательность аминокислот от 19 до 298 фрагмента человеческого CD1c (NP_001756.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
База данных SWISS	P29017
Молекулярная масса белка	38 кДа
Доставка	Сухой лед/аккумулятор холода