


Моноклональное Антитело Кролика К Человеческому Cd1c Для Проточной Цитометрии - P29017

Артикул: CM0005987



введение

Конъюгированное с красителем моноклональное антитело кролика, нацеленное на человеческий белок CD1c, представляющий липидные антигены. Оптимизировано для проточной цитометрии (ПЦ) на образцах человека. Валидировано для научных исследований в области иммунологии и изучения дендритных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-человеческое кДИ к CD1c
Примечания/Альтернативные названия	R7; CD1; CD1A; BDCA1
Вид	Человек
ID гена (человек)	911
ID гена	911
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 19–298 человеческого CD1c (NP_001756.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P29017
Молекулярная масса белка	38 кДа
Доставка	С пакетом охлаждающего вещества