

Моноклональное Антитело Кролика Против Cd1D Человека — P15813

Артикул: CM0009531



введение

Моноклональное антитело кролика, конъюгированное с , направленное против CD1d человека — ключевого гликопротеина, представляющего гликолипиды в качестве антигенов. Валидировано для проточной цитометрии. Идеально подходит для исследований биологии NKT-клеток и иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против CD1d человека
Примечания/синонимы	R3; CD1A; R3G1
Вид	Человек
GeneID (человек)	912
GeneID	912
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-301 CD1d человека (NP_001757.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P15813
Молекулярная масса белка	38 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом