

Кроличья Моноклональная Антитело Против Человеческого Cd1d, Меченная , Для Проточной Цитометрии — P15813

Артикул: CM0011989



введение

Конъюгированная с кроличья моноклональная антитело, нацеленная на человеческий CD1d (P15813). Валидирована для проточной цитометрии при исследовании презентации гликолипидов и биологии NKT-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья mAb против человеческого CD1d, меченная
Примечания/Синонимы	R3; CD1A; R3G1
Вид реагирования	Человек
ID гена (человек)	912
ID гена	912
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность аминокислот от 20 до 301 человеческого CD1d (NP_001757.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P15813
Молекулярная масса белка	38 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом