

Кроличье Моноклональное Антитело К Cd1D Человека Для Проточной Цитометрии - P15813

Артикул: CM0005991

введение

Кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с , против CD1d человека (клон R3G1). Валидировано для проточной цитометрии, нацелено на рецептор, презентрующий гликолипиды (UniProt P15813). Идеально подходит для исследований NKT-клеток и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к CD1d человека
Примечания/Псевдонимы	R3, CD1A, R3G1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	912
GeneID	912
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-301 CD1d человека (NP_001757.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P15813
Молекулярная масса белка	38 кДа
Транспортировка	Хладоэлемент (пакет со льдом)