

Кроличья Моноклональная Антитело К Человеческому Cd2 Mab - P06729

Артикул: CM0012209



введение

Конъюгированная с кроличья моноклональная антитело, направленная против человеческого CD2 (LFA-2, SRBC), валидированная для проточной цитометрии. Идеально подходит для иммунофенотипирования Т-клеток и NK-клеток и исследований адгезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитело к человеческому CD2 mAb
Примечания/Алиасы	T11; SRBC; LFA-2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	914
ID гена	914
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P06729
Молекулярная масса белка	39 кДа
Доставка	Холодильный пакет