

Моноклональные Антитела Кролика Против Человеческого Cd2 Для Проточной Цитометрии - P06729

Артикул: CM0012787



введение

Высококачественные рекомбинантные моноклональные антитела кролика, специфически связывающие человеческий CD2 (T11, LFA-2), валидированные для проточной цитометрии, идеально подходят для изучения механизмов адгезии и сигнальной трансдукции, опосредованных Т-клетками.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	мАТ кролика anti-Human CD2
Примечания/Псевдоним	T11; SRBC; LFA-2
Вид	Человек
GeneID	914
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-209 человеческого CD2 (NP_001758.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P06729
Молекулярная масса белка	39кДа
Доставка	Сумка-холодильник