

Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd2 Для Проточной Цитометрии - P06729

Артикул: CM0010833



введение

Меченные кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого CD2 (T11, LFA-2), валидированные для проточной цитометрии. Распознают поверхность Т-клеточный гликопротеин с молекулярной массой 39 кДа, участвующий в адгезии и передаче сигналов. Идеально подходят для анализа субпопуляций лимфоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Human CD2 mAb
Примечания/Псевдонимы	T11; SRBC; LFA-2
Вид	Человек
ID гена	914
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-209 человеческого CD2 (NP_001758.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P06729
Молекулярная масса белка	39kDa
Доставка	Сумка-холодильник