

## Моноклональное Кроличье Антитело К Человеческому Cd2 Меченое Для Проточной Цитометрии - P06729

Артикул: CM0008269



### введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого CD2, валидировано для детекции методом проточной цитометрии. Подходит для исследований Т-лимфоцитов и NK-клеток. Является сырьем для ИВД при разработке диагностических тест-систем.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Кроличье антитело к человеческому CD2 mAb меченое                                                             |
| Примечания/Альтернативные названия | CD2; LFA-2; SRBC; T11; молекула CD2                                                                           |
| Вид                                | Человек                                                                                                       |
| ID гена                            | 914 (Человек)                                                                                                 |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 25-209 человеческого CD2 (NP_001758.2) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                        |
| Категория                          | Моноклональные антитела                                                                                       |
| Применение                         | FC (Проточная цитометрия)                                                                                     |
| Перекрестная реактивность          | Человек                                                                                                       |
| SWISS                              | P06729                                                                                                        |
| Молекулярная масса белка           | 39 кДа                                                                                                        |
| Доставка                           | Холодильный пакет                                                                                             |