

Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd200/Ox2 Для Проточной Цитометрии — P41217

Артикул: CM0008937

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD200/OX2. Валидировано для применения в проточной цитометрии на образцах человека. Подходит для изучения костимуляции Т-клеток и активности миелоидных клеток. Только для исследовательского использования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье моноклональное антитело против человеческого CD200/OX2
Примечания/синонимы	CD200; MOX1; MOX2; MRC; OX-2; молекула CD200
Вид	Человек
Идентификатор гена	4345
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P41217
Молекулярная масса белка	30 кДа/31 кДа/32 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом