

Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd200/Ox2 Для Проточной Цитометрии - P41217

Артикул: CM0008535

введение

Кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с , специфично распознающее человеческий CD200/OX2. Подходит для проточной цитометрии в исследованиях иммунной регуляции. P41217.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-человеческое CD200/OX2 mAb
Примечания/Альтернативные названия	CD200; MOX1; MOX2; MRC; OX-2; CD200 molecule
Вид	Человек
ID гена	4345
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 31-232 человеческого CD200/OX2 (NP_001352780.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P41217
Молекулярная масса белка	30кДа/31кДа/32кДа
Условия доставки	В пакете со льдом