


Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd200R Для Проточной Цитометрии - Q8Td46

Артикул: CM0009261



введение

Кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с , нацеленное на человеческий CD200R (OX2R). Предназначено для применения в проточной цитометрии (FC). Специфично к человеческому рецептору CD200 1, ингибиторному иммунному контрольному рецептору, участвующему в регуляции воспаления. Идеально подходит для иммунофенотипирования и исследований в иммуноонкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к человеческому CD200R
Примечания/Альтернативные названия	OX2R; MOX2R; CD200R; HCRTR2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	131450
ID гена	131450
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29-240 человеческого CD200R (NP_740750.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS-PROT	Q8TD46
Молекулярная масса белка	19кДа/21кДа/37кДа/39кДа
Условия доставки	В пакете со льдом