


Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого Cd200R Для Проточной Цитометрии - Q8Td46

Артикул: CM0009025



введение

Моноклональное антитело кролика против человеческого CD200R, конъюгированное с , валидировано для проточной цитометрии. Определяет экспрессию рецептора CD200 на иммунных клетках в исследованиях иммуноонкологии и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против человеческого CD200R
Примечания/Альтернативные названия	OX2R; MOX2R; CD200R; HCRT2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	131450
ID гена	131450
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29-240 человеческого CD200R (NP_740750.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8TD46
Молекулярная масса белка	19кДа/21кДа/37кДа/39кДа
Условия доставки	В пакете со льдом