


Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd201/Epcr Для Проточной Цитометрии - Q9Unn8

Артикул: CM0011356



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные на человеческий CD201/EPCR (EPCR). Валидированы для проточной цитометрии, связываются с эндотелиальным рецептором белка C, участвующим в свертывании крови. Идеально подходят для разработки диагностических тестов (IVD) и исследований гемостаза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Человек CD201/EPCR мАт
Примечания/Псевдонимы	PROCRC; CCCA; CCD41; EPCR; рецептор белка C
Вид	Человек
ID гена	10544
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 18-210 человеческого CD201/EPCR (NP_006395.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9UNN8
Молекулярный вес белка	26кДа
Доставка	Сумка-холодильник