


Моноклональное Антитело Кролика К Человеческому Cd201/Epcr Для Проточной Цитометрии — Q9Unn8

Артикул: CM0008301



введение

Конъюгированное с моноклональное антитело кролика, направленное против человеческого CD201/EPCR, валидированное для проточной цитометрии. Идеально подходит для изучения антикоагулянтного пути белка C и биологии эндотелиальных клеток в исследованиях гемостаза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика к человеческому CD201/EPCR
Примечания/синонимы	PROCR; CCCA; CCD41; EPCR; рецептор белка C
Вид	Человек
ID гена (человек)	10544
ID гена	10544
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 18-210 человеческого CD201/EPCR (NP_006395.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9UNN8
Молекулярная масса белка	26 кДа
Доставка	С сумкой-холодильником