


Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd201/Epcr Для Проточной Цитометрии - Q9Unn8

Артикул: CM0008533



введение

Рекомбинантное моноклональное антитело кролика к человеческому CD201/EPCR, конъюгированное с для проточной цитометрии. Обнаруживает эндогенный CD201/EPCR на эндотелиальных клетках. Идеально для исследований гемостаза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к человеческому CD201/EPCR
Примечания/Альтернативные названия	PROCR; CCCA; CCD41; EPCR; рецептор протеина C
Вид	Человек
ID гена	10544
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 18-210 человеческого CD201/EPCR (NP_006395.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9UNN8
Молекулярная масса белка	26 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом