


Кроличья Моноклональная Антитела К Человеческому Cd201/Epcr Для Проточной Цитометрии — Q9Unn8

Артикул: CM0004546



введение

Конъюгированная с красителем кроличья моноклональная антитела, нацеленная на человеческий CD201/EPCR, валидированная для использования в проточной цитометрии. Идеально подходит для изучения антикоагулянтного пути белка С в эндотелиальных клетках, исследований коагуляции и гемостаза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	Кроличья мАнт к человеческому CD201/EPCR
Примечания/Синонимы	PROCR; CCCA; CCD41; EPCR; рецептор белка C
Вид мишени	Человек
ID гена (человек)	10544
ID гена	10544
Иммуноген	Рекомбинантный белок / рекомбинантный слияниебелок, содержащий последовательность аминокислот 18-210 человеческого CD201/EPCR (NP_006395.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9UNN8
Молекулярная масса белка	27 кДа
Доставка	Холодовый пакет