

Кроличья Моноклональная Антитело К Человеческому Cd204 Для Проточной Цитометрии - P21757

Артикул: CM0009287



введение

Конъюгированная с кроличья моноклональная антитело к человеческому CD204, валидированная для проточной цитометрии (ПЦ). Направлена на человеческий макрофагный скавенджер-рецептор MSR1 (CD204) — ключевой рецептор, участвующий в поглощении модифицированного ЛПНП и врожденном иммунитете.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличья моноклональная антитело к человеческому CD204
Примечания / Альтернативные названия	SRA; SR-A; CD204; SR-AI; phSR1; phSR2; SCARA1; SR-AII; SR-AIII
Вид мишени	Человек
Идентификатор гена (человек)	4481
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотным остаткам 77–451 человеческого CD204 (NP_619729.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональная антитела
Применение	ПЦ (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
Аксессон UniProt	P21757
Молекулярная масса белка	40 кДа / 43 кДа / 50 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом