

Моноклональное Антитело Кролика К Cd204 Человека Для Проточной Цитометрии — P21757

Артикул: CM0010382



введение

Конъюгированное моноклональное антитело против CD204 человека (MSR1/SCARA1) для проточной цитометрии. Валидировано на образцах человека; распознаёт рецептор-мусорщик, участвующий в поглощении модифицированных ЛПНП и врождённом иммунитете.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика к CD204 человека
Примечания/синонимы	SRA; SR-A; CD204; SR-AI; phSR1; phSR2; SCARA1; SR-AII; SR-AIII
Вид	Человек
GeneID (человек)	4481
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 77-451 CD204 человека (NP_619729.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P21757
Молекулярная масса белка	40 кДа/43 кДа/50 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом