


Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd206/Mmr Для Fc - P22897

Артикул: CM0011747



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD206/MMR для проточной цитометрии. Создано против рекомбинантного внеклеточного домена, подходит для детекции маннозного рецептора макрофагов в человеческих образцах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-человеческое CD206/MMR mAb
Примечания/Альтернативные названия	MMR; hMR; CD206; MRC1L1; CLEC13D; CLEC13DL; bA541I19.1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4360
GeneID	4360
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-1389 человеческого маннозного рецептора/CD206 (NP_002429.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P22897
Молекулярная масса белка	166 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом