


Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому CD206/Mmr Для Проточной Цитометрии — P22897

Артикул: CM0008122



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело к человеческому CD206/MMR для проточной цитометрии. Нацелено на человеческий маннозный рецептор 1 макрофагов, валидировано для FC. Подходит для исследований в области иммуноонкологии и инфекционных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье моноклональное антитело к человеческому CD206/MMR
Примечания/синонимы	MMR; hMR; CD206; MRC1L1; CLEC13D; CLEC13DL; bA541I19.1
Вид	Человек
Идентификатор гена	4360
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19–1389 человеческого маннозного рецептора/CD206 (NP_002429.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P22897
Молекулярная масса белка	166 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом