


Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd213A1/IL-13Rα1 Для Fc - P78552

Артикул: CM0011407



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело к человеческому IL-13Rα1 (CD213a1), конъюгированное с . Валидировано для проточной цитометрии. Подходит для исследования передачи сигналов рецептора IL13/IL4 в иммунологических и онкологических исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к человеческому CD213a1/IL-13Rα1
Примечания/Альтернативные названия	IL13RA1; CD213A1; CT19; IL-13Ra; NR4; интерлейкин-13 рецептор субъединица альфа-1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3597
GeneID	3597
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29-343 человеческого CD213a1/IL-13Rα1 (NP_001551.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P78552
Молекулярная масса белка	31кДа/48кДа
Условия доставки	В пакете со льдом