


Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому CD213A1/IL-13Rα1 Для Fc — P78552

Артикул: CM0008290



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого CD213a1/IL-13Rα1 и валидированное для проточной цитометрии. Связывается с внеклеточным доменом, подходит для исследований в области иммунологии и передачи цитокиновых сигналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье моноклональное антитело к человеческому CD213a1/IL-13Rα1
Примечания/синонимы	IL13RA1; CD213A1; CT19; IL-13Ra; NR4; альфа-1 субъединица рецептора интерлейкина-13
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	3597
Идентификатор гена	3597
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29–343 человеческого CD213a1/IL-13Rα1 (NP_001551.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P78552
Молекулярная масса белка	31 кДа/48 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом