

Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd215/IL-15R Альфа Для Fc - Q13261

Артикул: CM0003997



введение

Высокоаффинное моноклональное антитело кролика, конъюгированное с , нацеленное на человеческий рецептор CD215/IL-15 альфа для проточной цитометрии. Валидировано для работы с человеческими образцами, идеально для исследований сигналинга рецепторов иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к человеческому CD215/IL-15R альфа
Примечания/Альтернативные названия	CD215
Вид	Человек
Gene ID (Человек)	3601
Gene ID	3601
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 31-205 человеческого CD215/IL-15R альфа (NP_002180.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q13261
Молекулярная масса белка	28 кДа
Условия доставки	В термopakете со льдом