

Моноклональное Кроличье Антитело К Человеческому Cd215/IL-15R Альфа, Меченное , Для Проточной Цитометрии — Q13261

Артикул: CM0011055



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого CD215/IL-15R альфа. Валидировано для применения в проточной цитометрии. Высокоаффинный рецептор ИЛ-15, участвующий в иммунной сигнализации. Идеально подходит для исследований в области иммунологии и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье моноклональное антитело к человеческому CD215/IL-15R альфа
Примечания/Альяс	CD215
Вид	Человек
GeneID	3601
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков с 31 по 205 человеческого CD215/IL-15R альфа (NP_002180.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q13261
Молекулярная масса белка	28 кДа
Доставка	С пакетом льда