

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd215/IL-15R Альфа Для Проточной Цитометрии - Q13261

Артикул: CM0010342



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела против человеческого CD215/IL-15R альфа (IL15RA). Валидированы для проточной цитометрии. Распознают человеческий рецептор с белковым весом 15-28 кДа, подходят для исследований иммунной сигнализации и рецепторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Человеческий CD215/IL-15R альфа mAb
Примечания/Псевдоним	IL15RA; CD215; альфа-субъединица рецептора интерлейкина-15
Вид	Человек
GeneID	3601
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 31-205 человеческого CD215/IL-15R альфа (NP_002180.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q13261
Белковый вес	15-28кДа
Доставка	Ледяной пакет