


Моноклональные Антитела Кролика Против Человеческого Cd22, Конъюгированные С , Для Проточной Цитометрии - P20273

Артикул: CM0006086



введение

Моноклональные антитела кролика против человеческого CD22, конъюгированные с , для проточной цитометрии. Реагируют с В-клеточным рецептором CD22 (95 кДа), членом семейства Siglec, участвующим в сигнализации и адгезии В-клеток. Идеально подходят для исследований В-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кролик МАТ против человеческого CD22
Примечания/Псевдоним	CD22; SIGLEC-2; SIGLEC2; молекула CD22
Вид	Человек
GeneID (Человек)	933
GeneID	933
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-687 человеческого CD22 (NP_001762.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P20273
Молекулярная масса белка	95кДа
Доставка	Сумка со льдом