


Кроличыи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd22 Для Проточной Цитометрии - P20273

Артикул: CM0005724



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого CD22 (Siglec-2). Валидированы для проточной цитометрии на В-лимфоцитах. Рекомбинантный иммуноген (а.о. 20-687). Идеально подходят для иммунотипирования и исследований В-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик mAb против человеческого CD22
Примечания/Псевдоним	SIGLEC2; SIGLEC-2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	933
ID гена	933
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-687 человеческого CD22 (NP_001762.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P20273
Молекулярный вес белка	95кДа
Доставка	Сумка со льдом