

Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd225/Ifitm1 Для Пцф (Внутриклеточного) — P13164

Артикул: CM0009556

введение

Конъюгированное с красителем кроличье моноклональное антитело к человеческому CD225/IFITM1 для внутриклеточной проточной цитометрии. Идеально подходит для антивирусных и онкологических исследований; реагирует с образцами человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАнтитело к человеческому CD225/IFITM1
Примечания/алиасы	9-27; CD225; IFI17; LEU13; DSPA2a
Вид	Человек
ID гена	8519
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот в области 1-80 человеческого CD225/IFITM1 (NP_003632.4).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦФ (внутриклеточное)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P13164
Молекулярная масса белка	14 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом