


Кролик Анти-Человеческий Cd226/Dnam-1 Мат Для Пц - Q15762

Артикул: CM0012437



введение

Моноклональное антитело кролика, конъюгированное с , направленное против человеческого CD226/DNAM-1, костимулирующего рецептора на Т-клетках и NK-клетках. Валидировано для проточной цитометрии; идеально подходит для изучения адгезии иммунных клеток, цитотоксичности и сигналинга лимфоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Человеческий CD226/DNAM-1 мат
Примечания/Псевдоним	PTA1; DNAM1; DNAM-1; TLISA1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10666
ID гена	10666
Иммуноген	Рекомбинантный белок[Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-247 человеческого CD226/DNAM-1 (NP_006557.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q15762
Молекулярный вес белка	39кДа
Доставка	Ледяной пакет