


Кроличья Моноклональная Антитело К Человеческому Cd226/Dnam-1 — Q15762

Артикул: CM0007960



введение

Конъюгированная с кроличья моноклональная антитела к человеческому CD226/DNAM-1, валидированная для проточной цитометрии. Подходит для изучения адгезии иммунных клеток, цитотоксичности NK и Т-клеток, а также иммуннадзора за опухолями.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитело к человеческому CD226/DNAM-1
Примечания/Алиасы	PTA1; DNAM1; DNAM-1; TLISA1
Вид	Человек
ID гена (человек)	10666
ID гена	10666
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 19-247 человеческого CD226/DNAM-1 (NP_006557.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q15762
Молекулярная масса белка	39 кДа
Доставка	С ледяным пакетом