


Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого Cd226/Dnam-1 Для Проточной Цитометрии — Q15762

Артикул: CM0007986



введение

Высокопроизводительное кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с красителем и направленное против человеческого CD226/DNAM-1, валидированное для проточной цитометрии. Незаменимый инструмент для изучения цитотоксичности, опосредованной NK-клетками и Т-клетками, в исследованиях иммуноонкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело mAb против человеческого CD226/DNAM-1
Примечания/Альтернативные названия	PTA1; DNAM1; DNAM-1; TLISA1
Вид реагирования	Человек
ID гена (человек)	10666
ID гена	10666
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 19-247 человеческого CD226/DNAM-1 (NP_006557.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q15762
Молекулярная масса белка	39 кДа
Доставка	С охлаждающим пакетом