

## Моноклональные Антитела Кролика Против Человеческого Cd228/Mfi2 Для Проточной Цитометрии - P08582

Артикул: CM0012084



### введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела против человеческого CD228/MFI2 (меланотрансферрина) для проточной цитометрии. Обнаруживают белок 32/80 кДа в образцах человека. Идеально подходят для исследований меланомы, плодных тканей и транспорта железа.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кролик анти-Человеческий CD228/MFI2 мАт                                                                                                  |
| Примечания/Псевдоним      | MTf; MFI2; MTF1; CD228; MAP97                                                                                                            |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                  |
| ID гена (Человек)         | 4241                                                                                                                                     |
| ID гена                   | 4241                                                                                                                                     |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-708 человеческого CD228/MFI2 (NP_005920.2) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                   |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                                  |
| Применение                | Проточная цитометрия                                                                                                                     |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                                                  |
| SWISS                     | P08582                                                                                                                                   |
| Молекулярный вес белка    | 32кДа/80кДа                                                                                                                              |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                           |