

Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого Cd228/Mfi2 Для Проточной Цитометрии — P08582

Артикул: CM0011127



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD228/Меланотрансферрин (MFI2). Валидировано для проточной цитометрии. Идеально подходит для исследований меланомы и метаболизма железа. Перекрестная реактивность с человеческим белком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье моноклональное антитело против человеческого CD228/MFI2
Примечания/Синонимы	MTf; MFI2; MTF1; CD228; MAP97
Вид	Человек
ID гена (человек)	4241
ID гена	4241
Иммуноген	Рекомбинантный белок; рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот от 20 до 708 человеческого CD228/MFI2 (NP_005920.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P08582
Молекулярная масса белка	32 кДа/80 кДа
Доставка	Ледяной пакет