

## Моноклональное Антитело Кролика К Человеческому Cd228/Mfi2 Для Проточной Цитометрии — P08582

Артикул: CM0008363



### введение

Конъюгированное с красителем моноклональное антитело кролика, направленное против человеческого CD228/MFI2 (меланотрансферрин, p97), предназначено для проточной цитометрии. Распознает ассоциированный с меланомой антиген и железотранспортер, подходит для работы с образцами человека. Номер продукта: P08582.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                   |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Моноклональное антитело кролика к человеческому CD228/MFI2                                                                                 |
| Примечания/Синонимы       | MTf; MFI2; MTF1; CD228; MAP97                                                                                                              |
| Вид реактивности          | Человек                                                                                                                                    |
| ID гена (человек)         | 4241                                                                                                                                       |
| ID гена                   | 4241                                                                                                                                       |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот от 20 до 708 фрагмента человеческого CD228/MFI2 (NP_005920.2). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                     |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                                    |
| Применение                | FC (проточная цитометрия)                                                                                                                  |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                                                    |
| SWISS                     | P08582                                                                                                                                     |
| Молекулярная масса белка  | 32 кДа/80 кДа                                                                                                                              |
| Доставка                  | Сумка-холодильник с льдом                                                                                                                  |