


Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому CD235A/Гликофору А Для Fc - P02724

Артикул: CM0008434



введение

Моноклональное антитело кролика, конъюгированное с , нацеленное на человеческий CD235a/Гликофорин А. Валидировано для проточной цитометрии, реагирует с человеком. Основной мембранный белок эритроцитов, антиген системы групп крови MN. Идеально для исследований крови и изучения инфекционных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к человеческому CD235a/Гликофору А
Примечания/Альтернативные названия	MN; GPA; MNS; GPSAT; PAS-2; CD235a; GPErik; HGpMiV; HGpMiXI; HGpSta(C)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2993
GeneID	2993
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-91 человеческого CD235a (NP_002090.4).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P02724
Молекулярная масса белка	13 кДа/16 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом