


Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd235A/Гликофорина А Для Проточной Цитометрии - P02724

Артикул: CM0008475



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого CD235a/Гликофорина А, для проточной цитометрии. Валидированы на образцах человека. Основной белок мембраны эритроцитов, несущий антигены группы крови MN.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Человек CD235a/Гликофорин А mAb
Примечания/Псевдонимы	MN; GPA; MNS; GPSAT; PAS-2; CD235a; GPErik; HGpMiV; HGpMiXI; HGpSta(C)
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2993
ID гена	2993
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P02724
Молекулярный вес белка	13kDa/16kDa
Доставка	Сумка со льдом