


Моноклональное Антитело Кролика Против Cd235A/Гликофорина А Человека Для Проточной Цитометрии — P02724

Артикул: CM0011533



введение

Моноклональное антитело кролика против CD235a/гликофорина А (GYPA) человека, меченное , для проточной цитометрии. Перекрёстно реагирует с образцами человека; подходит для исследований мембраны эритроцитов и антигенов групп крови.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против CD235a/гликофорина А человека
Примечания/синонимы	MN; GPA; MNS; GPSAT; PAS-2; CD235a; GPErik; HGpMiV; HGpMiXI; HGpSta(C)
Вид	Человек
GeneID (человек)	2993
GeneID	2993
Иммуноген	Рекомбинантный белок (рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-91 CD235a/гликофорина А человека (NP_002090.4))
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P02724
Молекулярная масса белка	13 кДа/16 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом